


De vereisten voor wondgenezing verenigd in één oplossing



Kan worden gebruikt voor verschillende wondtypen,
condities en fasen ^{3,4,5}



Twee formuleringen om het exsudaat optimaal te beheren



Flaminal® Hydro

Voor licht tot matig exsuderende wonden

Formaat	Z-indexnr
10 x 10g tube	17101255
25g tube	15785882
40g tube	15785904
500g pot	15633934



Flaminal® Forte

Voor matig tot sterk exsuderende wonden

Formaat	Z-indexnr
10 x 10g tube	17101247
25g tube	15785912
40g tube	15785920
500g pot	15633888

Mail naar info@flenhealth.com om contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger van Flen Health

Referenties

- Cooper RA (2013) Inhibition of biofilms by glucose oxidase, lactoperoxidase and guaiacol: the active antibacterial component in an enzyme alginate. Int Wound J 10(6): 630-7.
- De Smet K, et al. Pre-clinical evaluation of a new antimicrobial enzyme for the control of wound bioburden. Wounds. 2009; 21(3): 65-73.
- Flenhealth.co.uk. 2021. Instruction For Use.
- Beele H, et al. Expert consensus on a new enzyme alginate. Wounds International. 2012; 3(2): 42-50.
- Durante C. An open-label, non-comparative case series on the efficacy of an enzyme alginate. J Wound Care. 2012; 21(1): 22-28.
- Gotttrup F, et al. EWM-A document: antimicrobials and nonhealing wounds - Evidence, controversies and suggestions. J Wound Care. 2013; 22 (5 suppl): S1-S92.
- Flen Health. Data on File. Internal Report: Evaluation of Fluid Absorption Capacity and Antimicrobial Activity of Aquacel products. 2017. Flen Health. Data on File.
- Internal Report: Evaluation of Fluid Absorption, Antimicrobial Activity and adherence to the wound bed of Cutimed sorbact. 2017.



Beperk het aantal benodigde producten



Flaminal® Hydro en Flaminal® Forte zijn een uniek type primaire wondverbanden genaamd enzym alginogel®.

Ze bevatten een antimicrobieel enzymstelsel ingebed in gehydrateerde alginaten en kunnen worden gebruikt voor de behandeling van acute en chronische wonden, geïnfecteerde wonden* en wonden met een risico op infectie.



Antimicrobieel
enzymstelsel

Flaminal® biedt antimicrobiële bescherming en vermindert bacteriën die vrijkomen uit de biofilm^{1,2}



Absorberend
alginaat

Flaminal® absorbeert overtollig exsudaat³




Debriderende
gel

Flaminal® debrideert de wond continu³

*alleen onder medisch toezicht

Heeft een uniek antimicrobieel enzymstelsel^{1,2}




- Vermindert het vrijkomen van bacteriën uit de biofilm^{1,2}
- Doodt een breed spectrum aan bacteriën binnen 6 uur¹
- Geen resistentie gemeld tot nu toe^{1,6}
- Veilig voor huid en wondweefsel²

Beschermt tegen infectie^{1,2}




Gram + bacteriën
Staphylococcus aureus (MRSA)
Enterococcus faecium
Enterococcus faecalis




Gram - Bacteriën
Escherichia coli,
Klebsiella oxytoca,
Enterobacter cloacae,
Enterobacter aerogenes, *Burkholderia multivorans*,
Pseudomonas aeruginosa,
Stenotrophomonas maltophilia,
Pandora apista,
Achromobacter denitrificans



Schimmels
Candida albicans



Snel, eenvoudig en makkelijk aanbrengen in 3 stappen



Frequentie van verbandwissels

- Weinig exsudaat: Wisselen na 3-4 dagen
- Matig exsudaat: Wisselen na 2-3 dagen
- Veel exsudaat: Wisselen na 1-2 dagen
- Het past zich aan het wondbed aan en hoeft dus niet op maat te worden geknipt



Voor elk stadium in het wondinfectie continuüm

