

Prodotto*	Codice ISO/CND	Codice prodotto	Confezione	Numero pezzi	Pezzi richiesti
Flaminal® Hydro 25 g	092112033/ M04040202	1031	 5 420013 502646	1	
Flaminal® Hydro 50 g	092112033/ M04040202	1021	 5 420013 500987	1	
Flaminal® Hydro 500 g	092112033/ M04040202	1010	 5 420013 502240	1	
Flaminal® Forte 25 g	092112033/ M04040202	1033	 5 420013 502653	1	
Flaminal® Forte 50 g	092112033/ M04040202	1015	 5 420013 500994	1	
Flaminal® Forte 500 g	092112033/ M04040202	1016	 5 420013 500185	1	


COME SI USA



Pulisci la ferita e asciugala con cura.



Coprire il letto della ferita con uno strato sufficientemente spesso (almeno 0,5 cm). Per esempio mediante applicazione diretta (evitando il contatto con la ferita), utilizzando un applicatore, una spatola o direttamente sulla medicazione.



Il tipo di medicazione dipende dal tipo di ferita:

- Per le ferite con essudato leggero o moderato: pellicola trasparente (poliuretano) o medicazione non aderente fissata con bendaggio non aderente, ad es. garza paraffinata.
- Per le ferite con essudato moderato o abbondante: medicazione assorbente non aderente fissata con bendaggio non aderente o con cerotto adesivo ipoallergenico.



Controlla la benda ogni giorno. La medicazione con Flaminal® (Hydro o Forte) può essere lasciata in situ fino a che la struttura del gel rimane intatta (1 - 4 giorni, a seconda della quantità dell'essudato).

Per qualsiasi informazione contattare:
